












MIELE G7881

Entlüftung nach Kanisterwechsel, nach längeren Betriebsunterbrechungen, etc.

<ul style="list-style-type: none"> • Programmwähler auf  stellen. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gerät ausschalten, indem man die Taste I-0 drückt. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Taste  und  gedrückt halten und gleichzeitig den Schalter I-0 drücken. (Damit schaltet man das Gerät wieder ein) 	<p>In der Anzeige wird die aktuelle Programmversion P... (z. B. „P04“) angezeigt.</p> <p>Die Kontrollleuchte  /  leuchtet.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Taste  so oft drücken, bis EO2 in der Anzeige erscheint. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Programmwähler auf „A“ stellen. 	<p>do1 oder do3 erscheint in der Anzeige, je nach Dosiermodul.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Taste  drücken. 	<p>Das Dosiersystem wird automatisch entlüftet. Die Entlüftung ist beendet, wenn  angezeigt wird.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Taste  drücken. 	<p>In der Anzeige erscheint SP.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Taste  nochmal drücken. 	<p>Die Veränderung wird gespeichert</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Programm  starten und durchlaufen lassen. 	<p>Die nach der Entlüftung in den Spülraum eingeflossenen Medien werden verdünnt und ausgespült.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Die Maschine ist wieder betriebsbereit. 	<p>Am Ende kann sich am Boden der Kammer etwas Schaum befinden.</p>

Die Entlüftung sollte nach Kanisterwechsel und nach längeren Standzeiten einmalig durchgeführt werden.

Wenn die Gefahr sehr groß ist, dass sich Luft im System befindet – z. B. wenn ein Kanister komplett leer gefahren wurde und die Sauglanze beim letzten Zyklus Reinigungsmittel und Luft angesaugt hat (schlürfendes Geräusch) – kann die Entlüftung zur Sicherheit auch ein oder zweimal wiederholt werden.